

# ダイヤモンドインレー (ジルコニアインレー)




## ご好評いただいております！

「e.max が破損してしまった・・・。」  
「ブラキサーの患者様・・・、でも白いものを入れたい・・・。」  
そんな時ジルコニアインレーをおすすめ致します。  
従来品(当社)に比べ、適合・審美性がUPしました。  
ぜひこの機会に一度お試しください。

### 【注意事項】

- 着色は全てステイン法で行います。複雑な色調をご希望の場合は事前にご相談ください。
- 十分な修復物の強度を保つため、最低限の厚み(1.2 mm)を守り、推奨範囲、プレパレーションのガイドラインに必ず従ってください。
- ケースによっては、ご相談させていただく場合がございます。
- 形成についてご不明な点はご連絡ください。



CENTRAL  
DENTISTRY  
PROSTHETIC  
LABORATORY

2018「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞 審査委員会特別賞受賞企業  
東京・自由が丘「健康・笑顔」創造企業

株式会社 中央歯科補綴研究所

東京都目黒区大岡山 1-35-22 ニッカンビル 2F TEL: 03-3725-1995 FAX: 03-3725-1769