

金属代の高騰に頭を悩ませている 先生に朗報です！

大好評

コバルトメタルボンドのご案内

ジルコニアや e-max では対応できない審美ケースでは
やはりメタルボンドは不滅です！
しかし、昨今の歯科用金属の高騰は医院経営を圧迫しています。
そこで「コバルトボンド」をお勧めします！



- でも
- ✓ ノンプレメタルボンドは色が悪い
 - ✓ 適合が悪い
 - ✓ 金属アレルギーが心配

ご安心ください！

中央のコバルトボンドは**全てクリア**！単冠からフルマウスまで
品質はそのままに金属代込みの**“低コスト”**でお届けします。

【コバルトメタルボンドの特徴】

金属は生体親和性の高いドイツ BEGO 社の
「ウィロボンド 280」を使用しています！

- ・第三者認証機関が成分や細胞毒性、皮膚刺激性とアレルギー感作性の試験結果を証明した「生体適合性試験証明書」により金属の安全性が証明されています。
- ・ニッケル・クロムと違いアレルギーの原因とされるイオン流出がほとんどありません。

